




Process manuel plus lent

Contre

Process automatisé, plus rapide




Bioquell SeQure

Système automatisé intégré avec la technologie Bioquell de décontamination par vapeur de peroxyde d'hydrogène

### Acteurs

- Concurrent
- Bioquell

### Investissement global



Le Bioquell SeQure peut facilement être intégré dans une zone existante ou pour un nouveau projet sans coûts de construction supplémentaires.

### Réduction des contaminants

Pour une colonie d'un million de micro-organismes:

$$\text{Eradication 6-log} = \frac{1}{1,000,000} \text{ restant}$$

$$\text{Réduction 3-log} = \frac{1}{1,000} \text{ restant}$$


Le Bioquell SeQure atteint une efficacité 6-log comparées aux autres méthodes manuelles qui ne permettent qu'un niveau à 3-log en moyenne.\*

### Economie de main d'oeuvre



Le Bioquell SeQure vous assure une évolutivité avec les coûts opérationnels bas en plus.

### Investissement dans la durée



Avec les coûts opérationnels bas en plus et une évolutivité, le Bioquell SeQure s'amortit rapidement.



REDUCTION DES RISQUES



OPTIMISATION DES RESSOURCES



INSTALLATION RAPIDE